

Anticorpo Policlonale Anti-Frmd6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Ne9

Numero articolo: CM0027846

introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale di coniglio FRMD6 (Q96NE9) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con FRMD6 umano, di topo e di ratto, una proteina del dominio FERM localizzata a membrana e citoplasma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FRMD6 Rabbit pAb
Note/Alias	EX1; Willin; C14orf31; c14_5320; FRMD6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	122786
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 82-183 di FRMD6 umano (NP_001253975.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96NE9
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio