

Anticorpo Monoclonale Anti-Frs2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Numero articolo: CM0005175



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio FRS2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con FRS2 (SNT-1) umano, di topo, di ratto. Ideale per la ricerca sul pathway di segnalazione FGFR e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio FRS2
Note/Alias	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha; FRS2
Specie	Umano
ID Gene	10818
Immunogeno	Proteina ricombinante di FRS2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WU20
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio