

Anti-Frs2 Coniglio Polymab® Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Numero articolo: CM0005505



introduzione

FRS2 Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale di coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività verso umano, topo, ratto. FRS2 è una proteina adattatrice che collega i recettori FGFR e NGF alle vie di segnalazione MAP chinasi e PI3K. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FRS2 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha
Specie	Umano
ID Gene	10818
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina ricombinante di FRS2 umano)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WU20
Peso Proteico	57 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio