

Anticorpo Policlonale Anti-Frzb Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q92765

Numero articolo: CM0030435

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FRZB umano (SFRP3, FRZB-1). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con ratto e topo. Mira a un modulatore della segnalazione Wnt secreto coinvolto nella skeletogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FRZB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FRE, OS1, FZRB, hFIZ, FRITZ, FRP-3, FRZB1, SFRP3, SRFP3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB
Specie	Umano
GenelD (umano)	2487
GenelD	2487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 166-325 di FRZB umano (NP_001454.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto, Topo
SWISS	Q92765
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio