

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fsh Alfa/Beta Per If-P, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01225

Numero articolo: CM0004357



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro le catene alfa/beta dell'FSH, validato per applicazioni IF-P, IHC-P ed ELISA. Specifico per campioni umani. Ideale per la ricerca sugli ormoni riproduttivi e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-FSH alfa/beta
Note/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHA; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; FSHB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1081/2488
GeneID	1081/2488
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01215/P01225
Peso Proteico	13kDa/15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio