

Anticorpo Policlonale Anti-Fshb Per Wb, Elisa - P01225

Numero articolo: CM0016695



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FSHB umano per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce anche con campioni di topo e ratto. Adatto per la ricerca in biologia riproduttiva e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	FSHB Rabbit pAb
Note/Alias	HH24; FSHB
Specie	Umano
GeneID (umano)	2488
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-129 di FSHB umano (NP_000501.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P01225
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante