


Anticorpo Policlonale Anti-Fshr Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P23945

Numero articolo: CM0016141



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting il FSHR umano (recettore dell'ormone follicolo-stimolante). Validato per WB, IF-P, ELISA e cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi di fisiologia riproduttiva e delle vie dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FSHR Rabbit pAb
Note/Alias	LGR1; ODG1; FSHR1; FSHRO; FSHR
Specie	Umano
Gene ID	2492
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 631-695 del FSHR umano (NP_000136.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23945
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio