

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fsp1/S100A4 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26447

Numero articolo: CM0002504



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro S100A4 (FSP1) umano, validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare metastasi, motilità cellulare e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di Coniglio FSP1/S100A4
Note/Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6275
ID Gene	6275
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 2-101 di S100A4 umano (P26447)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26447
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio