

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fsp1/S100A4 Per Wb - P26447

Numero articolo: CM0020399



introduzione

pAb coniglio anti-FSP1/S100A4 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio di S100A4 nella motilità cellulare, metastasi e apoptosi. Materiale primo IVD di alta qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio FSP1/S100A4
Note/Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Specie	Umano
Gene ID	6275
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-101 di FSP1/S100A4 umano (NP_002952.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26447
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio