

Anticorpo Policlonale Anti-Fstl4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Mzw2

Numero articolo: CM0020537

introduzione

FSTL4 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva FSTL4 umano, murino e di ratto, una proteina secreta della famiglia della follistatina. Ideale per studi di segnalazione extracellulare e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FSTL4 Rabbit pAb
Note/Alias	FSTL4
Specie	Umano
GeneID (umano)	23105
GeneID	23105
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-250 di FSTL4 umano (NP_055897.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6MZW2
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio