

Anticorpo Policlonale Anti-Fstl5 Per Wb, If-P, Elisa - Q8N475

Numero articolo: CM0020649

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la FSTL5 umana, validato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della proteina 5 correlata alla follistatina in diversi campioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FSTL5 Rabbit pAb
Note / Alias	FSTL5
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	56884
ID Gene	56884
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-250 della FSTL5 umana (NP_064501.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8N475
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio