

Anticorpo Monoclonale Anti-Ftcd Per Wb, Elisa - 095954

Numero articolo: CM0007488

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio ad alta specificità contro FTCD umano (LCHC1), validato per WB ed ELISA su umano, topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo dei folati e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FTCD Rabbit PolymAb®
Osservazioni/Alias	LCHC1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10841
GenelD	10841
Immunogeno	Proteina ricombinante di FTCD umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095954
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio