

## Anticorpo Monoclonale Anti-Ftcd Per Wb, Elisa - 095954

Numero articolo: CM0006650

### introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio FTCD validato per Western blot ed ELISA. Riconosce FTCD umano, di topo e di ratto con un peso molecolare previsto di 59 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'istidina e sulle vie del folato.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                              |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nome Prodotto         | mAb Coniglio FTCD                   |
| Note/Alias            | LCHC1; FTCD                         |
| Specie                | Umano                               |
| GeneID (umano)        | 10841                               |
| GeneID                | 10841                               |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante di FTCD umano |
| Sorgente              | Coniglio                            |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali               |
| Applicazione          | WB, ELISA                           |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                  |
| SWISS                 | 095954                              |
| Peso Proteico         | 59 kDa                              |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                   |