

Anticorpo Policlonale Anti-Ftcd Per Wb Ed Elisa - 095954

Numero articolo: CM0024893

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FTCD umano (formiminotransferasi-ciclodeaminasi), generato contro un frammento ricombinante C-terminale. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FTCD Rabbit pAb
Note/Alias	LCHC1; FTCD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10841
GeneID	10841
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 412-541 di FTCD umano (NP_006648.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095954
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio