

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fto Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0B1

Numero articolo: CM0002770



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-FTO convalidato KO, validato per WB, IHC-P, ELISA. Specifico per FTO di uomo, topo, ratto (~58 kDa). Ideale per la ricerca sull'epitrascrittomica, l'obesità e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] FTO Rabbit mAb
Note/Alias	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; TO
Specie	Uomo
GeneID (umano)	79068
GeneID	79068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 327-504 di FTO umano (NP_001073901.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9C0B1
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio