

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fto Per Wb, Ip, Elisa - Q9C0B1

Numero articolo: CM0018709



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-FTO rileva la FTO umana, murina e di ratto (diossigenasi dipendente dall'alfa-chetoglutarato). Validato per WB, IP, ELISA. Targetizza la demetilasi dell'RNA associata alla massa grassa e all'obesità per studi di epitrastittomica e adipogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FTO pAb di coniglio
Note/Alias	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Specie	Uomo
GeneID (umano)	79068
GeneID	79068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 327-504 della FTO umana (NP_001073901.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9C0B1
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante