

Anticorpo Policlonale Anti-Ftsj1 Per Wb, Elisa - Q9Uet6

Numero articolo: CM0030527



introduzione

Anticorpo policlonale anti-FTSJ1 di coniglio di alta qualità validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia la tRNA metiltransferasi coinvolta nella traduzione e nella neurogenesi. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FTSJ1 Rabbit pAb
Note/Alias	JM23; MRX9; SPB1; CDLIV; MRX44; TRMT7; XLID9; FTSJ1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	24140
ID Gene	24140
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-329 della FTSJ1 umana (NP_036412.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UET6
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio