


Anticorpo Policlonale Anti-Ftsj3 Coniglio Per Wb, Elisa - Q8ly81

Numero articolo: CM0029538



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'FTSJ3 umano, una pre-rRNA 2'-O-ribosio RNA metiltransferasi. Validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi, l'elaborazione dell'rRNA e l'evasione immunitaria innata dell'HIV-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FTSJ3 Rabbit pAb
Note/Alias	SPB1; EPCS3; FTSJ3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	117246
GeneID	117246
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 608-847 dell'FTSJ3 umano (NP_060117.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8IY81
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio