


Anticorpo Policlonale Anti-Fubp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Ae4

Numero articolo: CM0025657



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la FUBP1 umana (proteina legante FUSE 1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. ~68 kDa. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FUBP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8880
GeneID	8880
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 302-644 della FUBP1 umana (NP_003893.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96AE4
Peso Proteico	68 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio