


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fubp1 Per Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96Ae4

Numero articolo: CM0005469



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la FUBP1 umana, adatto per IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Rileva la FUBP1 di uomo, topo e ratto. Generato da un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 545-644. Per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FUBP1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8880
GeneID	8880
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 545-644 della FUBP1 umana (Q96AE4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96AE4
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio