

Anticorpo Policlonale Anti-Fubp3 Per Wb, Elisa - Q96I24

Numero articolo: CM0029252

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio FUBP3 di alta qualità per WB ed ELISA, per la rilevazione della proteina 3 legante l'elemento far upstream umana e murina. Questa proteina nucleare legante il DNA può attivare l'espressione genica, rendendola uno strumento prezioso per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FUBP3 Rabbit pAb
Note/Alias	FBP3; FUBP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8939
GeneID	8939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 65-260 del FUBP3 umano (NP_003925.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96I24
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio