

Anticorpo Monoclonale Anti-Fukutin Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075072

Numero articolo: CM0003610

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Fukutin umano (FKTN), convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulle distroglicanopatie, la distrofia muscolare congenita e la ribitolo-fosfato transferasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fukutin Rabbit mAb
Note/Alias	FCMD; CMD1X; LGMD2M; MDDGA4; MDDGB4; MDDGC4; LGMDR13; Fukutin
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2218
GeneID	2218
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 362-461 della Fukutin umana (075072).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075072
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio