


Anticorpo Policlonale Anti-Fundc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lvp5

Numero articolo: CM0019396



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FUNDC1 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Mira a una proteina della membrana mitocondriale esterna coinvolta nella mitofagia e nella formazione dei MAM. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FUNDC1 Rabbit pAb
Note/Alias	FUNDC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	139341
GeneID	139341
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-155 di FUNDC1 umano (NP_776155.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8IVP5
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio