


Anticorpo Policlonale Anti-Fundc1 Per Wb - Q8lvp5

Numero articolo: CM0021612



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FUNDC1 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Immunogeno peptidico derivato dagli amminoacidi 50-155. Adatto per la ricerca sull mitofagia, sulle dinamiche mitocondriali e sui MAM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FUNDC1 pAb di coniglio
Note/alias	FUNDC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	139341
GeneID	139341
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-155 di FUNDC1 umano (NP_776155.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8IVP5
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante