


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fundc1 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q8Ivp5

Numero articolo: CM0011310



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-FUNDC1, validato per WB, IP, IHC-P ed ELISA. Rileva FUNDC1 umano, murino e di ratto (17 kDa). Adatto per la ricerca sull'mitofagia, sulla dinamica mitocondriale e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FUNDC1 Rabbit mAb
Note/alias	Fundc1
Specie	Umano
GeneID	139341
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FUNDC1 umano (NP_776155.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8IVP5
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante