

Anticorpo Monoclonale Anti-Furin Per Wb Ed Elisa - P09958

Numero articolo: CM0010922



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-Furin di coniglio per WB ed ELISA. Reattivo per umano e topo, specifico per la proproteina convertasi Furin. Adatto per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Furin Rabbit mAb
Note/Alias	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5045
Gene ID	5045
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della Furina umana (P09958).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P09958
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio