

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Furin Per Wb, If/Icc, Elisa - P09958

Numero articolo: CM0025667



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Furin umano (PCSK3/PACE), adatto per Western blotting, IF/ICC ed ELISA. Riconosce Furin umano, murino e ratto. Le applicazioni includono ricerche sulla segnalazione TGF-beta e sulle interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Furin Rabbit pAb
Note/Alias	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5045
GeneID	5045
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 della Furin umana (NP_002560.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P09958
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio