

## Anticorpo Policlonale Anti-Fus (Validato Ko) Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35637

Numero articolo: CM0029112



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la proteina umana legante l'RNA FUS (TLS), validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare l'elaborazione dell'RNA, la riparazione del DNA e i meccanismi associati alla SLA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | [Validato KO] FUS Rabbit pAb                                                                                                |
| Note/Alias            | TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; US                                                                          |
| Specie                | Umano                                                                                                                       |
| ID Gene               | 2521                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 297-526 di FUS umano (NP_004951.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                       |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS                 | P35637                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 53kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                           |