

Anticorpo Policlonale Anti-Fus Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35637

Numero articolo: CM0018980



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio FUS convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Supporta la ricerca sulla proteina legante l'RNA FUS nelle malattie neurodegenerative e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb FUS da Coniglio
Osservazioni/Alias	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; FUS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2521
ID Gene	2521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 297-526 di FUS umano (NP_004951.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35637
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio