

Anticorpo Policlonale Anti-Fut11 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q495W5

Numero articolo: CM0023629

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio FUT11, generato contro la proteina FUT11 umana ricombinante, validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'O-fucosilazione e studi di glicobiologia. Reagisce con la proteina FUT11 umana (~56 kDa).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio FUT11
Note/Alias	FUCTXI; FUT11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	170384
GeneID	170384
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q495W5
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio