

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fut2 Per Wb, Elisa - Q10981

Numero articolo: CM0030788

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia FUT2 umano (fattore secretore), adatto per Western blot e ELISA. Convalidato per uso nella ricerca su glicosilazione e studi degli antigeni dei gruppi sanguigni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FUT2 Rabbit pAb
Note/Alias	SE; Se2; sej; SEC2; B12QTL1; FUT2
Specie	Uomo
GenelD (umano)	2524
GenelD	2524
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q10981
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Ghiaccio secco