

Anti-Fut4 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22083

Numero articolo: CM0024003



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a FUT4 umano (CD15/LeX). Adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Esplora la biologia delle fucosiltransferasi nella migrazione dei leucociti e nello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	FUT4 Coniglio pAb
Note/Alias	LeX, CD15, ELFT, FCT3A, FUTIV, SSEA-1, FUC-TIV, FUT4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2526
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 186-331 di FUT4 umano (NP_002024.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22083
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio