

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fut6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51993

Numero articolo: CM0025284

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la fucosiltransferasi 6 umana (FUT6/Fuc-TVI). Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Progettato per la ricerca in glicobiologia, inclusi studi sulla biosintesi del sialil Lewis X e relativi biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FUT6 Rabbit pAb
Note/Alias	FT1A; FCT3A; Fuc-TVI; FucT-VI; FUT6
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2528
ID Gene	2528
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P51993
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio