

Anticorpo Policlonale Anti-Fut7 Per Wb, Elisa - Q11130

Numero articolo: CM0027514

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-umano FUT7 (FucT-VII) per WB, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Studia la fucosiltransferasi 7 e l'adesione leucocitaria mediata da sialil Lewis X. Q11130.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FUT7 Rabbit pAb
Note/Alias	FucT-VII; FUT7
Specie	Umano
GeneID (umano)	2529
GeneID	2529
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di FUT7 umano (NP_004470.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q11130
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio