


Anticorpo Policlonale Anti-Fut8 Per Wb, Elisa - Q9Byc5

Numero articolo: CM0015023



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro FUT8 umano (alfa-1,6-fucosiltransferasi). Validato per WB ed ELISA, reattivo crociato con topo. Ideale per glicobiologia, ricerca sugli IgG e studi su CDG.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FUT8 Rabbit pAb
Note/Alias	CDGF, CDGF1, FUT8
Specie	Umano
ID Gene	2530 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 376-575 di FUT8 umano (NP_835367.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9BYC5
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio