


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fxn / Frataxina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16595

Numero articolo: CM0013948



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la frataxina umana (FXN). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Indicato per studi sulla biogenesi dei cluster ferro-zolfo e sull'ataxia di Friedreich.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FXN / Frataxina pAb di coniglio
Note/alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxina
Specie	Umano
GeneID (umano)	2395
GeneID	2395
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-210 della FXN / Frataxina umana (NP_000135.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16595
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante