


Anticorpo Monoclonale Anti-Fxr1 Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P51114

Numero articolo: CM0009064



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-FXR1 di coniglio per WB, IP, IF/ICC, ELISA. Rileva la FXR1 endogena (~70 kDa) in esseri umani, topi e ratti. Proteina legante l'RNA che regola la traduzione e la stabilità dell'mRNA nella neurogenesi, nello sviluppo muscolare e nella spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FXR1 Rabbit mAb
Note/alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Specie	Essere umano
GeneID	8087
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 della FXR1 umana (P51114).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Essere umano, topo, ratto
SWISS	P51114
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante