


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fxr1 Per Wb E Elisa - P51114

Numero articolo: CM0029943



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FXR1 umano, adatto per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per investigare la regolazione della traduzione dell'mRNA, la neurogenesi e lo sviluppo muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FXR1 Rabbit pAb
Note/Alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8087
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 250-350 di FXR1 umano (NP_005078.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51114
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio