

Anticorpo Policlonale Anti-Fxr2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P51116

Numero articolo: CM0025279



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FXR2 umano (P51116), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla stabilità dell'mRNA e la neurogenesi ippocampale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FXR2 Rabbit pAb
Note/Alias	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	9513
ID Gene	9513
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 550-650 di FXR2 umano (NP_004851.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51116
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio