

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fxr2 Per Wb, Elisa - P51116

Numero articolo: CM0017381



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FXR2, validato per Western blot (WB) ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Prende di mira la proteina FXR2 legante l'RNA, che regola la traduzione dell'mRNA ed è necessaria per la neurogenesi dell'ippocampo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FXR2 Rabbit pAb
Note/alias	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9513
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 550-650 di FXR2 umano (NP_004851.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P51116
Peso della proteina	74 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante