


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fxr/Nr1H4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ri1

Numero articolo: CM0006924



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato a FXR/NR1H4 umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per la segnalazione del recettore degli acidi biliari e la ricerca sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FXR/NR1H4 Coniglio Anticorpo Monoclonale (mAb)
Note/Alias	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; FXR/NR1H4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9971
Gene ID	9971
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-230 di FXR/NR1H4 umano (NP_001193922.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96Ri1
Peso Proteico	48 kDa/54 kDa/55 kDa/56 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio