


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fxyd1 (Fosfolemman) Per Wb, Elisa - 000168

Numero articolo: CM0019507



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FXYD1/Fosfolemman umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione del trasporto ionico e sull'attività della NKA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FXYD1 Rabbit pAb
Note/Alias	PLM; FXYD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5348
GeneID	5348
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-92 di FXYD1 umano (NP_005022.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	000168
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio