

Anticorpo Policlonale Anti-Fxyd6 Per Wb, Elisa - Q9H0Q3

Numero articolo: CM0017723



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FXYD6 (fosfoippolina) umana, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Prende di mira il regolatore della sodio/potassio ATPasi per la ricerca sul trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FXYD6 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	FXYD6
Specie	Umana
ID Gene	53826
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 della FXYD6 umana (NP_071286.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H0Q3
Peso Proteico	11 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio