

Anticorpo Policlonale Anti-Fxyd7 Per Wb, Elisa - P58549

Numero articolo: CM0016844

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FXYD7 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione dell'ATPasi sodio/potassio e il trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FXYD7 Rabbit pAb
Note/Alias	FXYD7
Specie	Umano
GeneID (umano)	53822
GeneID	53822
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di FXYD7 umano (NP_071289.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P58549
Peso Proteico	9kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio