


Anticorpo Policlonale Anti-Fyb Per Wb, Elisa - O15117

Numero articolo: CM0016252



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana FYB (FYN-binding protein 1), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per lo studio della segnalazione delle cellule T e del rimodellamento del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FYB Rabbit pAb
Note/Alias	FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2533
ID Gene	2533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 678-829 della FYB umana (NP_001456.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O15117
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio