

Anticorpo Monoclonale Anti-Fyn Coniglio Per Wb, Elisa - P06241

Numero articolo: CM0007901



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio altamente validato contro Fyn umano (P06241), specifico per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi di segnalazione della tirosin-chinasi nella risposta immunitaria, guida assonale e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Fyn Coniglio
Note/Alias	SLK, SYN, p59-FYN, Fyn
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2534
Gene ID	2534
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di Fyn umano (P06241)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06241
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio