

Anticorpo Policlonale Anti-Fzd3 Per Wb, Elisa - Q9Npg1

Numero articolo: CM0016105



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla proteina umana Frizzled-3 (FZD3), validato per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione Wnt, della neurogenesi e della polarità cellulare planare. Reagisce incrociato con il ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FZD3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Fz-3; FZD3
Specie	Umano
GeneID	7976
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-205 di FZD3 umano (NP_059108.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q9NPG1
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio