


Anti-Fzd4 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULv1

Numero articolo: CM0028027



introduzione

Anti-FZD4 anticorpo policlonale coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce Frizzled-4 umano, murino e ratto. Immunogeno ricombinante. Ideale per studi sulla segnalazione Wnt e sulla vascularizzazione retinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FZD4 Rabbit pAb
Note/Alias	Fz4; EVR1; FEVR; Fz-4; FzE4; GPCR; hFz4; CD344; FZD4S; FZD4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8322
ID Gene	8322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-179 di FZD4 umano (NP_036325.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9ULV1
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio