

Anticorpo Policlonale Anti-Fzd6 Per Wb, Elisa - 060353

Numero articolo: CM0015146



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano Frizzled-6 (FZD6), adatto per WB e ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Utile per studi sulla segnalazione Wnt e sulla polarità cellulare planare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	FZD6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FZ6; FZ-6; HFZ6; NDNC1; NDNC10; FZD6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8323
GeneID	8323
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-201 di FZD6 umano (NP_003497.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O60353
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio