

Anticorpo Policlonale Anti-Fzd7 Di Coniglio Per Wb, Elisa - 075084

Numero articolo: CM0030112



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro Frizzled-7 (FZD7) umano. Convalidato per WB e ELISA, rileva FZD7 umano e murino (peso molecolare previsto 64 kDa). Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	FZD7 Rabbit pAb
Note/Alias	FzE3; FZD7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8324
GeneID	8324
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di FZD7 umano (NP_003498.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	075084
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio